

Modalités de conservation

AAZ – COVID PRESTO

1. **Condition de transport :**

- a. Température possible sans impact les performances du produit.
30°C – 45°C
- b. Temps d'exposition à ces températures :
Excursion possible si inférieure à 48 h

Condition de stockage :

- c. Température possible sans impact les performances du produit.
30°C – 45°C
- d. Temps d'exposition à ces températures
Excursion possible si inférieure à 48 h

2. **Modalité à respecter pour la gestion** et technicage des prélèvements biologiques

Le TROD COVID-PRESTO® doit être ramené et réalisé à température ambiante (15-30°C)

Ne sortir la cassette du sachet que juste avant la réalisation du test

Pour le dépôt de sang, utiliser exclusivement la pipette capillaire fournie qui doit absolument être remplie jusqu'au trait noir

Le sang capillaire doit être déposé immédiatement après le recueil avec la pipette