

Tête avec gorge et fosse nasale pour test écouvillon B-TP-001

Tête pour simulation de prélèvements buccal et nasal :
écouvillon nasopharyngé, amygdale, buccal, gorge, muqueuse nasale.



Les écouvillons nasopharyngés sont utilisés pour la détection des virus respiratoires tels que le VRS, le covid-19 (Coronavirus), le virus de la grippe, A & B ou le virus parainfluenza. Un écouvillon viral correctement prélevé est nécessaire pour la détection de ces organismes.



Le seul produit sur le marché
fabriqué à partir de notre réaliste
MedicSkin®, un matériau innovant
qui offre:

- Un haut niveau de réalisme,
- Hypoallergénique,
- Qui ne moisit pas,
- Durable
- Facile d'entretien.

B-TP-001 informations technique:

Profondeur de la fosse nasale (NP) : 75mm

Profondeur de la cavité bucale : 95mm

Longueur du larynx : 105mm

Poid : 3300g



MedicSkin®

Chaque produit est fabriqué à partir de notre MedicSkin® réaliste, un matériau innovant qui offre un haut niveau de réalisme, hypoallergénique, qui ne moisit pas, est durable et surtout avec un entretien facile. Avec MedicSkin®, les traces d'aiguille disparaissent avec un minimum de dommages.

Choix couleur

Tous nos produits MedicSkin® sont disponibles dans un choix de 3 couleurs, cela vous permet d'adapter les produits à la couleur de vos mannequins ou pour vos équipements de formation, vos bustes ou vos bras, ou pour utiliser les produits également lors de vos simulations avec des patients standardisés

Injection

Tous les produits sont injectables, cela signifie que vous pouvez injecter de l'air sur MedicSkin®. Si cela est spécifié, vous pouvez injecter du liquide dans les produits, une éponge spéciale à l'intérieur du produit absorbe le liquide jusqu'à saturation, l'évacuant facilement par le drain. (Rincer à l'eau distillée)

Ultrason

Les produits peuvent également être analysés par ultrasons pour la simulation par ultrasons. Par exemple, utilisez le bras IV pour votre formation à l'accès intraveineux (IV) guidé par échographie. (Montrant à l'utilisateur l'aiguille ou le cathéter).