

**POSTE SANITAIRE MOBILE  
DOTATION MEDICALE PSM 2**  
Liste par catégories de produits et matériels

Mise à jour : 04/10/2023

| PRODUITS ET MATERIELS                                                                     | QUANTITE TOTALE | DOTATION              |                      | LOCALISATION                                                                                                                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                           |                 | PAR LOT<br>POLYVALENT | PAR LOT<br>PRINCIPAL | MALLES DES LOTS<br>POLYVALENTS                                                                                                                                            | MALLES DES LOTS<br>PRINCIPAUX |
| ANALGESIE - SEDATION                                                                      |                 |                       |                      |                                                                                                                                                                           |                               |
| CLONAZEPAM injectable 1mg/1ml                                                             | 360             | 90                    | 0                    | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x                             |
| DIAZEPAM injectable 10mg/2ml                                                              | 480             | 30                    | 180                  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| MIDAZOLAM injectable 5mg/5ml                                                              | 120             | 10                    | 40                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| MIDAZOLAM injectable 50mg/10ml                                                            | 120             | 10                    | 40                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| MORPHINE injectable 10mg/1ml avec ou sans conservateur                                    | 1520            | 30                    | 700                  | à conserver en un lieu sécurisé et à réunir en un emballage unique en cas de mobilisation du PSM                                                                          |                               |
| NALOXONE injectable 0,4mg/1ml                                                             | 100             | 10                    | 30                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| PARACETAMOL voie orale 500mg                                                              | 1000            | 0                     | 500                  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| PARACETAMOL injectable 1g                                                                 | 320             | 24                    | 112                  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| SUFENTANIL injectable 50µg/10ml                                                           | 140             | 10                    | 50                   | à conserver en un lieu sécurisé et à réunir en un emballage unique en cas de mobilisation du PSM                                                                          |                               |
| ANESTHESIE GENERALE                                                                       |                 |                       |                      |                                                                                                                                                                           |                               |
| ETOMIDATE injectable 20mg/10ml                                                            | 200             | 30                    | 40                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| KETAMINE injectable 250mg/5ml                                                             | 100             | 25                    | 0                    | à conserver en un lieu sécurisé et à réunir en un emballage unique en cas de mobilisation du PSM                                                                          |                               |
| PROPOFOL 1% injectable 200mg/20ml                                                         | 160             | 15                    | 50                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                   |
| ROCURONIUM injectable 50mg/5ml                                                            | 240             | 30                    | 60                   | à conserver au réfrigérateur en cas de mobilisation du PSM, ranger dans une boîte isotherme dans les malles A6-B6-C6-D6 du lot polyvalent et 1.12 - 2.12 du lot principal |                               |
| SUGAMMADEX injectable 100mg/ml (flacon de 5ml ou quantité équivalente avec flacon de 2ml) | 40              | 5                     | 10                   | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12; 2-12                    |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                        |      |     |     |                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SUXAMETHONIUM injectable 100mg                                         | 200  | 30  | 40  | à conserver au réfrigérateur en cas de mobilisation du PSM, ranger dans une boîte isotherme dans les malles A6-B6-C6-D6 du lot polyvalent et 1.12 - 2.12 du lot principal |             |
| THIOPENTAL injectable 0,5g (ou quantité équivalente avec flacon de 1g) | 140  | 10  | 50  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12 |
| <b>ANESTHESIE LOCO-REGIONALE</b>                                       |      |     |     |                                                                                                                                                                           |             |
| BUPIVACAINE OU EQUIVALENT injectable 0,5% pour rachianesthésie         | 40   | 0   | 20  | x                                                                                                                                                                         | 1-12 ; 2-12 |
| LIDOCAINE 2% gel urétral en unidose stérile                            | 100  | 10  | 30  | A8-B8-C8-D8                                                                                                                                                               | 1-64 ; 2-64 |
| LIDOCAINE 2% injectable 400mg/20ml                                     | 480  | 40  | 160 | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| ROPIVACAINE injectable 40mg/20ml ou équivalent (LEVOBUPIVACAINE)       | 120  | 20  | 20  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| <b>ANTIBIOTHERAPIE</b>                                                 |      |     |     |                                                                                                                                                                           |             |
| AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE injectable 1g/200mg                    | 1000 | 50  | 400 | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-13 ; 2-13 |
| CIPROFLOXACINE 500mg comprimé                                          | 96   | 24  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| <b>ANTIDOTES</b>                                                       |      |     |     |                                                                                                                                                                           |             |
| ATROPINE injectable 40mg/20ml                                          | 120  | 30  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| FERROCYANURE FERRIQUE 500mg gélule                                     | 432  | 108 | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| HYDROXOCOBALAMINE 5g poudre pour solution pour perfusion               | 60   | 15  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| IODURE DE POTASSIUM 65mg comprimé                                      | 120  | 30  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| NALOXONE injectable 0,4mg/1ml                                          | 240  | 60  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| NALOXONE injectable 1,82mg/2ml seringue préremplie                     | 120  | 30  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| PENTETATE DE CALCIUM TRISODIQUE injectable 250mg/ml                    | 80   | 20  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| PRALIDOXIME 2% solution injectable                                     | 320  | 80  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| SODIUM CHLORURE 0,9% 100ml (pour administration d'HYDROXOCOBALAMINE)   | 120  | 30  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| SUCCIMER 200mg gélule                                                  | 240  | 60  | 0   | Ant1-Ant2-Ant3-Ant4                                                                                                                                                       | x           |
| <b>CARDIOVASCULAIRE</b>                                                |      |     |     |                                                                                                                                                                           |             |
| ACIDE ACETYLSALICYLIQUE injectable 500mg                               | 80   | 10  | 20  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| ACIDE TRANEXAMIQUE injectable 0,5g/5ml                                 | 380  | 20  | 150 | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| ADRENALINE injectable 5 mg/5ml                                         | 180  | 20  | 50  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| AMIODARONE injectable 150mg/3ml                                        | 72   | 6   | 24  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| ATROPINE injectable 1mg/1ml                                            | 100  | 10  | 30  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| DOBUTAMINE injectable 250mg/20ml                                       | 80   | 10  | 20  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |
| FUROSÉMIDE injectable 250mg                                            | 100  | 10  | 30  | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11 |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                                                                               |                              |     |                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| HEPARINE SODIQUE IV 25000UI/5ml                                                                                                                               | 100                          | 10  | 30                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| ISOSORBIDE DINITRATE 10mg/10ml                                                                                                                                | 100                          | 0   | 50                           | x                                                                                                                                                                         | 1-11 ; 2-11                                            |
| NORADRENALINE 8mg/4ml                                                                                                                                         | 400                          | 50  | 100                          | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| TRINITRINE SPRAY ou SPRAY NITRE                                                                                                                               | 16                           | 2   | 4                            | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| <b>ENDOCRINOLOGIE</b>                                                                                                                                         |                              |     |                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |
| INSULINE RAPIDE HM 100UI/10ml                                                                                                                                 | 80                           | 10  | 20                           | à conserver au réfrigérateur en cas de mobilisation du PSM, ranger dans une boîte isotherme dans les malles A6-B6-C6-D6 du lot polyvalent et 1.12 - 2.12 du lot principal |                                                        |
| LANCETTE AUTO-PIQUEUSE                                                                                                                                        | 300                          | 50  | 50                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| METHYLPREDNISOLONE injectable 120mg                                                                                                                           | 60                           | 5   | 20                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                                            |
| <b>OPHTALMOLOGIE</b>                                                                                                                                          |                              |     |                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |
| OXYBUPROCAÏNE COLLYRE 0,4% en unidose de préférence                                                                                                           | 300                          | 25  | 1 boîte de 100               | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-12 ; 2-12                                            |
| SOLUTION DE RINCAGE OCULAIRE 5ml ou 10ml                                                                                                                      | 1000                         | 100 | 300                          | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| <b>PNEUMOLOGIE</b>                                                                                                                                            |                              |     |                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |
| IPRATROPIUM unidose 0,5mg/2ml pour nébulisation                                                                                                               | 180                          | 30  | 30                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| SALBUTAMOL injectable 5mg/5ml                                                                                                                                 | 20                           | 0   | 10                           | x                                                                                                                                                                         | 1-11 ; 2-11                                            |
| SALBUTAMOL 100µg/dose spray                                                                                                                                   | 40                           | 5   | 10                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| TERBUTALINE unidose 5mg/2ml p inhal p nébulis ou SALBUTAMOL unidose 5mg/2,5ml p inhal p nébulis (avec masque O2)                                              | 180                          | 30  | 30                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| <b>SOLUTES DE REMPLISSAGE - ELECTROLYTES - E.P.P.I.</b>                                                                                                       |                              |     |                              |                                                                                                                                                                           |                                                        |
| CALCIUM GLUCONATE 10% 10ml                                                                                                                                    | 140                          | 10  | 50                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-11 ; 2-11                                            |
| EAU STERILE versable pour nettoyage de plaies (si possible flacon de 1 litre)                                                                                 | 50 litres                    | 0   | 25 litres                    | x                                                                                                                                                                         | 1-19 ; 2-19                                            |
| GLUCOSE 5% avec électrolytes (au moins sodium et potassium) 500ml ou 1 litre ou GLUCOSE 10% avec électrolytes (au moins sodium et potassium) 500ml ou 1 litre | 600 (500ml) ou 300 (1 litre) | 0   | 300 (500ml) ou 150 (1 litre) | x                                                                                                                                                                         | 1-23 ; 1-24 ; 1-25 ; 1-26<br>2-23 ; 2-24 ; 2-25 ; 2-26 |
| GLUCOSE 10% 500ml                                                                                                                                             | 200                          | 0   | 100                          | x                                                                                                                                                                         | 1-16 ; 1-17<br>2-16 ; 2-17                             |
| GLUCOSE 30% 10ml                                                                                                                                              | 80                           | 10  | 20                           | A6-B6-C6-D6                                                                                                                                                               | 1-16 ; 2-16                                            |
| GLUCOSE 30% 250ml ou GLUCOSE 30% 500ml                                                                                                                        | 14 ou 7                      | 0   | 7                            | x                                                                                                                                                                         | 1-17 ; 2-17                                            |
| MANNITOL 20% 250ml ou 500ml                                                                                                                                   | 72                           | 6   | 24                           | A4-B4-C4-D4                                                                                                                                                               | 1-13 ; 2-13                                            |
| RINGER LACTATE 500ml ou RINGER LACTATE 1 litre                                                                                                                | 120 ou 60                    | 0   | 60 ou 30                     | x                                                                                                                                                                         | 1-52 ; 2-52                                            |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SODIUM BICARBONATE 4,2% 250ml                                                                                                                                                                                       | <b>120</b>              | 10            | 40              | A4-B4-C4-D4 | 1-13 ; 2-13                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SODIUM CHLORURE 10% 10ml                                                                                                                                                                                            | <b>200</b>              | 0             | 100             | x           | 1-11 ; 2-11                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SODIUM CHLORURE 0,9% 10ml<br>ou SODIUM CHLORURE 0,9% 20ml                                                                                                                                                           | <b>5600<br/>ou 2800</b> | 400<br>ou 200 | 2000<br>ou 1000 | A6-B6-C6-D6 | 1-30 ; 2-30                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SODIUM CHLORURE 0,9% 500ml<br>ou SODIUM CHLORURE 0,9% 1 litre                                                                                                                                                       | <b>1000<br/>ou 500</b>  | 50<br>ou 25   | 400<br>ou 200   | A5-B5-C5-D5 | si 500ml :<br>(40) 1-28 ; 1-29 ; 1-53 ; 1-56<br>(80) 1-20 ; 1-21 ; 1-22<br>(40) 2-28 ; 2-29 ; 2-53 ; 2-56<br>(80) 2-20 ; 2-21 ; 2-22<br><br>si 1 litre :<br>(20) 1-28 ; 1-29 ; 1-53 ; 1-56<br>(40) 1-20 ; 1-21 ; 1-22<br>(20) 2-28 ; 2-29 ; 2-53 ; 2-56<br>(40) 2-20 ; 2-21 ; 2-22 |
| SOLUTION POUR PERFUSION CRISTALLOÏDE<br>ELECTROLYTIQUE ISOTONIQUE 500ml<br>Composition proche de celle du plasma, contenu anionique dont la<br>teneur en chlorure est minimisée et enrichi en anion(s) organique(s) | <b>640</b>              | 40            | 240             | A5-B5-C5-D5 | 1-26 ; 1-27 ; 1-48 ; 1-49 ; 1-50 ;<br>1-51<br>2-26 ; 2-27 ; 2-48 ; 2-49 ; 2-50 ;<br>2-51                                                                                                                                                                                           |
| <b>SYSTEME NERVEUX CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                      |                         |               |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BENZODIAZEPINE ANXIOLYTIQUE voie orale faible dosage                                                                                                                                                                | <b>640 cp</b>           | 60 cp         | 200 cp          | A6-B6-C6-D6 | 1-11 ; 2-11                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NEUROLEPTIQUE DIBENZO-OXAZEPINE LOXAPINE gouttes<br>buvables 25mg/ml - Flacon 30ml                                                                                                                                  | <b>14 flacons</b>       | 1             | 5               | A6-B6-C6-D6 | 1-11 ; 2-11                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NEUROLEPTIQUE PHENOTHIAZINE LOXAPINE injectable<br>50mg/2ml ou équivalent                                                                                                                                           | <b>80</b>               | 10            | 20              | A6-B6-C6-D6 | 1-11 ; 2-11                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ANTISEPTIQUES - SAVONS - USAGE EXTERNE</b>                                                                                                                                                                       |                         |               |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BROSSE SECHE ou BETADINEE ou à la CHLORHEXIDINE                                                                                                                                                                     | <b>120</b>              | 12            | 36              | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POVIDONE IODE ALCOOLIQUE ou CHLORHEXIDINE<br>ALCOOLIQUE flacon 125ml (ou autre présentation qsp)                                                                                                                    | <b>320</b>              | 20            | 120             | A4-B4-C4-D4 | 1-61 ; 2-61                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POVIDONE IODEE DERMIQUE ou CHLORHEXIDINE AQUEUSE<br>flacon 125ml (ou autre présentation qsp)                                                                                                                        | <b>400</b>              | 20            | 160             | A4-B4-C4-D4 | 1-14 ; 2-14                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POVIDONE IODE MOUSSANTE 4% ou CHLORHEXIDINE<br>MOUSSANTE flacon 500ml                                                                                                                                               | <b>8</b>                | 2             | 0               | A4-B4-C4-D4 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAVON DOUX en flacon avec pompe                                                                                                                                                                                     | <b>60</b>               | 5             | 20              | A9-B9-C9-D9 | 1-61 ; 2-61                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SOLUTION HYDROALCOOLIQUE pour antiseptie des mains flacon<br>100ml ou 125ml                                                                                                                                         | <b>240</b>              | 10            | 100             | A9-B9-C9-D9 | 1-61 ; 2-61                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESINFECTANTS</b>                                                                                                                                                                                                |                         |               |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                       |                                   |      |      |                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| DETERGENT DESINFECTANT DE SURFACE bidon spray - prévoir chiffon                                       | 18                                | 2    | 5    | A2-B2-C2-D2                                   | 1-63 ; 2-63                |
| <b>CHAMPS - DRAPS</b>                                                                                 |                                   |      |      |                                               |                            |
| CHAMP ABSORBANT IMPERMEABLE STERILE NON TROUE                                                         | 160                               | 20   | 40   | A3-B3-C3-D3                                   | 1-42 ; 2-42                |
| CHAMP ABSORBANT IMPERMEABLE STERILE TROUE                                                             | 120                               | 10   | 40   | A3-B3-C3-D3                                   | 1-42 ; 2-42                |
| CHAMP STERILE NON TISSE destiné à envelopper les brûlés                                               | 200                               | 25   | 50   | A3-B3-C3-D3                                   | 1-62 ; 2-62                |
| COUVERTURE DE SURVIE CHAUFFANTE avec packs chimiques                                                  | 32                                | 8    | 0    | A0-B0-C0-D0                                   | x                          |
| COUVERTURE DRAP ALU ISOTHERME NON STERILE                                                             | 500                               | 25   | 200  | A0-B0-C0-D0                                   | 1-42 ; 2-42                |
| <b>PANSEMENTS - CONTENTION</b>                                                                        |                                   |      |      |                                               |                            |
| BANDE ADHESIVE ELASTIQUE 10cm x 250cm                                                                 | 80                                | 5    | 30   | A7-B7-C7-D7                                   | 1-35 ; 2 -35               |
| BANDE ADHESIVE ELASTIQUE 3cm x 250cm                                                                  | 60                                | 0    | 30   | x                                             | 1-35 ; 2 -35               |
| BANDE CREPE COTON 10cm x 400cm                                                                        | 500                               | 25   | 200  | A7-B7-C7-D7                                   | 1-39 ; 2-39                |
| BANDE CREPE COTON 20cm x 400cm                                                                        | 500                               | 25   | 200  | A7-B7-C7-D7                                   | 1-40 ; 2-40                |
| BANDE DE COMPRESSION type D'ESMARCH pour amputation                                                   | 4                                 | 1    | 0    | A8-B8-C8-D8                                   | x                          |
| BANDE PLATREE 10cm x 300cm                                                                            | 120                               | 0    | 60   | x                                             | 1-44 ; 2-44                |
| BANDE PLATREE 15cm x 300cm                                                                            | 160                               | 0    | 80   | x                                             | 1-44 ; 2-44                |
| BANDE PLATREE 20cm x 300cm                                                                            | 100                               | 0    | 50   | x                                             | 1-43 ; 2-43                |
| BANDE PROTECTRICE type SOFFBAN 10cm x 270cm                                                           | 144                               | 0    | 72   | x                                             | 1-44 ; 2-44                |
| COMPRESSES STERILES de GAZE 12 plis-13 fils ou NON TISSEES 40g minimum - 7,5cm x 7,5cm ou 10cm x 10cm | 20000 en paquets de 5 si possible | 2000 | 6000 | (1000) A7-B7-C7-D7<br>( 1000) A10-B10-C10-D10 | 1-36 ; 1-58<br>2-36 ; 2-58 |
| JERSEY TUBULAIRE 10cm x 2500cm                                                                        | 8                                 | 0    | 4    | x                                             | 1-43 ; 2-43                |
| JERSEY TUBULAIRE 15cm x 2500cm                                                                        | 12                                | 0    | 6    | x                                             | 1-43 ; 2-43                |
| PANSEMENT ABSORBANT STERILE 10cm x 20cm minimum                                                       | 800                               | 100  | 200  | A7-B7-C7-D7                                   | 1-35 ; 2-35                |
| PANSEMENT ADHESIF 10cm x 20cm au minimum, type "Opsite"                                               | 600                               | 30   | 240  | A7-B7-C7-D7                                   | 1-39 ; 2-39                |
| PANSEMENT COMPRESSIF type ISRAELIEN                                                                   | 300                               | 25   | 100  | A4-B4-C4-D4                                   | 1-15 ; 2-15                |
| PANSEMENT (ou BANDE) HEMOSTATIQUE IMPREGNE NON RESORBABLE                                             | 300                               | 25   | 100  | A4-B4-C4-D4                                   | 1-15 ; 2-15                |
| PANSEMENT INTERFACE Mailles serrées (TULLE GRAS Mailles serrées ou équivalent)                        | 200                               | 0    | 100  | x                                             | 1-39 ; 2-39                |
| PANSEMENT POUR DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA OSSEUX (1/aiguille)                                      | 90                                | 15   | 15   | A3-B3-C3-D3                                   | 1-15 ; 2-15                |
| RUBAN ADHESIF TISSE 2cm ou 2,5cm x 5m                                                                 | 200                               | 25   | 50   | A7-B7-C7-D7                                   | 1-39 ; 2-39                |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

| <b>GANTS</b>                                                                                                                                                                  |                    |           |            |             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| GANTS CHIRURGICAUX NON LATEX ou équivalent STERILES taille 6,5                                                                                                                | <b>1000 paires</b> | 50 paires | 400 paires | A8-B8-C8-D8 | 1-32 ; 2-32                                        |
| GANTS CHIRURGICAUX NON LATEX ou équivalent STERILES taille 7,5                                                                                                                | <b>1600 paires</b> | 50 paires | 700 paires | A8-B8-C8-D8 | (200) 1-32 ; (500) 1-33<br>(200) 2-32 ; (500) 2-33 |
| GANTS CHIRURGICAUX NON LATEX ou équivalent STERILES taille 8,5                                                                                                                | <b>800 paires</b>  | 50 paires | 300 paires | A8-B8-C8-D8 | 1-57 ; 2-57                                        |
| GANTS D'EXAMEN NON LATEX ou équivalent NON STERILES taille small (6/7)                                                                                                        | <b>1800 gants</b>  | 200 gants | 500 gants  | A8-B8-C8-D8 | 1-57 ; 2-57                                        |
| GANTS D'EXAMEN NON LATEX ou équivalent NON STERILES taille medium (7/8)                                                                                                       | <b>1800 gants</b>  | 200 gants | 500 gants  | A8-B8-C8-D8 | 1-57 ; 2-57                                        |
| GANTS D'EXAMEN NON LATEX ou équivalent NON STERILES taille large (8/9)                                                                                                        | <b>1800 gants</b>  | 200 gants | 500 gants  | A8-B8-C8-D8 | 1-57 ; 2-57                                        |
| <b>INSTRUMENTATION - SUTURES</b>                                                                                                                                              |                    |           |            |             |                                                    |
| AGRAFEUSE à peau pour suture cutanée                                                                                                                                          | <b>40</b>          | 5         | 10         | A4-B4-C4-D4 | 1-14 ; 2-14                                        |
| BISTOURI MANUEL A LAME Taille n°22, 23 ou 24                                                                                                                                  | <b>320</b>         | 30        | 100        | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| CISEAUX MAYO COURBES VIS STERILES 15cm environ                                                                                                                                | <b>44</b>          | 5         | 12         | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| CISEAUX pour découper les vêtements type JESKO                                                                                                                                | <b>52</b>          | 8         | 10         | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| COUTEAU A AMPUTATION, lame 20-25cm, stérile                                                                                                                                   | <b>4</b>           | 1         | 0          | A8-B8-C8-D8 | x                                                  |
| FIL DE SUTURE CUTANEE, Monofil non résorbable 2/0, AIGUILLE DROITE ou fil-aiguille équivalents                                                                                | <b>200</b>         | 20        | 60         | A4-B4-C4-D4 | 1-14 ; 2-14                                        |
| FIL DE SUTURE CUTANEE, Monofil non résorbable 3/0, AIGUILLE COURBE 30mm 3/8 ou ou fil-aiguille équivalents                                                                    | <b>100</b>         | 10        | 30         | A4-B4-C4-D4 | 1-14 ; 2-14                                        |
| KIT DE SUTURE Composition minimale : 1 champ de soins - 1 champ de soins fenêtré - 1 paire de ciseaux - 1 porte-aiguille - 1 pince métal à griffes - 5 compresses non tissées | <b>80</b>          | 5         | 30         | A4-B4-C4-D4 | 1-14 ; 2-14                                        |
| PINCE A CLAMPER PLASTIQUE                                                                                                                                                     | <b>300</b>         | 15        | 120        | A7-B7-C7-D7 | 1-39 ; 2-39                                        |
| PINCE A DISSÉQUER A GRIFFE QUENU STERILE 15cm environ                                                                                                                         | <b>24</b>          | 2         | 8          | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| PINCE HALSTEADT DR À GRIFFE STERILE                                                                                                                                           | <b>60</b>          | 3         | 24         | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| PINCE KOCHER DR STERILE 14cm environ                                                                                                                                          | <b>60</b>          | 5         | 20         | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| PORTE-AIGUILLE MAYO HEGAR STERILE 15cm environ                                                                                                                                | <b>24</b>          | 2         | 8          | A8-B8-C8-D8 | 1-41 ; 2-41                                        |
| SCIE GIGLI : FIL, 40cm de préférence, STERILE                                                                                                                                 | <b>20</b>          | 5         | 0          | A8-B8-C8-D8 | x                                                  |
| SCIE GIGLI : POIGNEES POUR FILS                                                                                                                                               | <b>8</b>           | 2         | 0          | A8-B8-C8-D8 | x                                                  |
| <b>VOIE DIGESTIVE</b>                                                                                                                                                         |                    |           |            |             |                                                    |
| SONDE GASTRO-DUODENALE DE SALEM CH10                                                                                                                                          | <b>70</b>          | 5         | 25         | A8-B8-C8-D8 | 1-64 ; 2-64                                        |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                  |      |     |      |             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------|----------------------------|
| SONDE GASTRO-DUODENALE DE SALEM CH18                                             | 110  | 15  | 25   | A8-B8-C8-D8 | 1-64 ; 2-64                |
| <b>PERFUSION</b>                                                                 |      |     |      |             |                            |
| AIGUILLE POUR BLOC PERINERVEUX SANS NEUROSTIMULATION - Adulte                    | 140  | 10  | 50   | A6-B6-C6-D6 | 1-55 ; 2-55                |
| AIGUILLE à RACHI ANESTHESIE 22G ou 24G                                           | 50   | 0   | 25   | x           | 1-55 ; 2-55                |
| AIGUILLE IM 0,7 à 0,8mm x 40 à 50mm (biseau long)                                | 1200 | 100 | 400  | A6-B6-C6-D6 | 1-54 ; 1-54                |
| AIGUILLE IV 0,7 à 1,1mm x 30 à 40 mm (biseau court)                              | 3200 | 300 | 1000 | A6-B6-C6-D6 | 1-54 ; 1-54                |
| AIGUILLE SC 0,4mm x 25mm (biseau court)                                          | 1400 | 100 | 500  | A6-B6-C6-D6 | 1-55 ; 2-55                |
| AIGUILLE POUR DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA-OSSEUSE MOTORISE Petite taille       | 30   | 5   | 5    | A3-B3-C3-D3 | 1-15 ; 2-15                |
| AIGUILLE POUR DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA-OSSEUSE MOTORISE Taille moyenne      | 30   | 5   | 5    | A3-B3-C3-D3 | 1-15 ; 2-15                |
| AIGUILLE POUR DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA-OSSEUSE MOTORISE Grande taille       | 30   | 5   | 5    | A3-B3-C3-D3 | 1-15 ; 2-15                |
| BOUCHON DE ROBINET                                                               | 700  | 50  | 250  | A3-B3-C3-D3 | 1-60 ; 2-60                |
| CATHÉTER COURT 16G                                                               | 400  | 50  | 100  | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |
| CATHÉTER COURT 18G                                                               | 400  | 50  | 100  | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |
| CATHÉTER COURT 20G                                                               | 148  | 12  | 50   | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |
| CATHÉTER COURT PÉDIATRIQUE 22G                                                   | 98   | 12  | 25   | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |
| CATHÉTER COURT PÉDIATRIQUE 24G                                                   | 98   | 12  | 25   | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |
| CATHETER POUR VOIE CENTRALE 2 voies minimum, non tunnéllisé 2,0 x 200mm ou 250mm | 60   | 5   | 20   | A3-B3-C3-D3 | 1-60 ; 2-60                |
| DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA OSSEUSE avec système motorisé                      | 10   | 2   | 1    | A3-B3-C3-D3 | 1-15 ; 2-15                |
| PROLONGATEUR CONNECTUBE pour POUSSE-SERINGUE ELECTRIQUE 1mm x 1m                 | 140  | 10  | 50   | A0-B0-C0-D0 | 1-60 ; 2-60                |
| REGULATEUR DE DEBIT                                                              | 140  | 10  | 50   | A3-B3-C3-D3 | 1-60 ; 2-60                |
| ROBINET à 3 VOIES SANS PROLONGATEUR                                              | 280  | 20  | 100  | A3-B3-C3-D3 | 1-60 ; 2-60                |
| SERINGUE PLASTIQUE 1ml                                                           | 100  | 5   | 40   | A6-B6-C6-D6 | 1-55 ; 2-55                |
| SERINGUE PLASTIQUE 5ml 2 pièces                                                  | 800  | 0   | 400  | x           | 1-54 ; 2-54                |
| SERINGUE PLASTIQUE 10ml 2 pièces                                                 | 1200 | 100 | 400  | A6-B6-C6-D6 | 1-55 ; 2-55                |
| SERINGUE PLASTIQUE 20ml 2 pièces                                                 | 1120 | 80  | 400  | A6-B6-C6-D6 | 1-54 ; 1-55<br>2-54 ; 2-55 |
| SERINGUE PLASTIQUE LUER LOCK 50ml ou 60ml 3 pièces                               | 140  | 10  | 50   | A0-B0-C0-D0 | 1-54 ; 2-54                |
| SERINGUE PLASTIQUE pour irrigation 60ml                                          | 120  | 5   | 50   | A3-B3-C3-D3 | 1-55 ; 2-55                |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                                                   |      |     |      |             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUBULURE A PERFUSION + prise d'air incorporée + filtre + luer lock obligatoire + 1 site d'injection au moins avec robinet 3 voies | 2400 | 100 | 1000 | A3-B3-C3-D3 | (150) 1-28 ; 1-29 ; 1-53 ; 1-56<br>(100) 1-48 ; 1-49 ; 1-50 ; 1-51<br>(150) 2-28 ; 2-29 ; 2-53 ; 2-56<br>(100) 2-48 ; 2-49 ; 2-50 ; 2-51 |
| <b>VOIES RESPIRATOIRES</b>                                                                                                        |      |     |      |             |                                                                                                                                          |
| <b>Matériel d'intubation</b>                                                                                                      |      |     |      |             |                                                                                                                                          |
| BOUGIE POUR INTUBATION TRACHEALE DIFFICILE à usage unique                                                                         | 32   | 3   | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| CANULE OROPHARYNGEE N°0                                                                                                           | 20   | 2   | 6    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| CANULE OROPHARYNGEE N°2                                                                                                           | 20   | 3   | 4    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| CANULE OROPHARYNGEE N°3 et/ou N°4                                                                                                 | 60   | 8   | 14   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| DETECTEUR DE CO2 COLORIMETRIQUE à usage unique - Adulte                                                                           | 72   | 12  | 12   | A2-B2-C2-D2 | 1-59 ; 2-59                                                                                                                              |
| DETECTEUR DE CO2 COLORIMETRIQUE à usage unique - Enfant                                                                           | 28   | 6   | 2    | A2-B2-C2-D2 | 1-59 ; 2-59                                                                                                                              |
| HUILE SILICONEE SPRAY                                                                                                             | 8    | 1   | 2    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| LAME MACINTOSH LARYNGOSCOPE N°1 à usage unique métallique                                                                         | 40   | 5   | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| LAME MACINTOSH LARYNGOSCOPE N°3 à usage unique métallique                                                                         | 60   | 10  | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| LAME MACINTOSH LARYNGOSCOPE N°4 à usage unique métallique                                                                         | 80   | 10  | 20   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| MANCHE de LARYNGOSCOPE POUR LAME à usage unique                                                                                   | 24   | 4   | 4    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| MANOMETRE DE CONTROLE DE PRESSION                                                                                                 | 6    | 1   | 1    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| PINCE MAGILL - Adulte 22cm environ                                                                                                | 18   | 3   | 3    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| PINCE MAGILL - Enfant 17cm environ                                                                                                | 6    | 1   | 1    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET BP 5mm ou 5,5mm                                                                                | 30   | 5   | 5    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET BP 6mm ou 6,5mm                                                                                | 60   | 10  | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET BP 7mm ou 7,5mm                                                                                | 60   | 10  | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET BP 8mm ou 8,5mm                                                                                | 60   | 10  | 10   | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET 4mm - Pédiatrie                                                                                | 30   | 5   | 5    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |
| SONDE ENDOTRACHEALE avec BALLONNET 4,5mm - Pédiatrie                                                                              | 30   | 5   | 5    | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63                                                                                                                              |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                                                                                                                 |     |    |     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------|-------------|
| <b>Matériel de ventilation</b>                                                                                                                                                                  |     |    |     |             |             |
| INSUFFLATEUR MANUEL avec prise d'O2 - Adulte (ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, avec dispositif d'enrichissement en O2, à usage unique)                                        | 60  | 10 | 10  | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| INSUFFLATEUR MANUEL avec prise d'O2 - Pédiatrique (ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, avec dispositif d'enrichissement en O2, à usage unique)                                   | 12  | 2  | 2   | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| KIT DE CRICOTHYROIDOTOMIE D'URGENCE - Adulte (contenant a minima 1 bistouri, un introducteur pour voie aérienne difficile, 1 tube de cricothyroïdotomie taille adulte, 1 seringue, un fixateur) | 4   | 1  | 0   | A2-B2-C2-D2 | x           |
| MASQUE à OXYGENE avec nébulisateur - Adulte                                                                                                                                                     | 90  | 15 | 15  | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| MASQUE à OXYGENE avec mini nébulisateur - Enfant                                                                                                                                                | 24  | 4  | 4   | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| MASQUE à OXYGENE haute concentration - Adulte                                                                                                                                                   | 180 | 25 | 40  | A1-B1-C1-D1 | 1-65 ; 2-65 |
| MASQUE à OXYGENE haute concentration - Enfant                                                                                                                                                   | 24  | 4  | 4   | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| RACCORD ANNELE AVEC FILTRE ANTIBACTERIEN ET HUMIDIFICATEUR                                                                                                                                      | 120 | 15 | 30  | A2-B2-C2-D2 | 1-65 ; 2-65 |
| RACCORD BICONIQUE UNIVERSEL - Adulte et Enfant                                                                                                                                                  | 120 | 15 | 30  | A0-B0-C0-D0 | 1-65 ; 2-65 |
| RACCORD EN Y                                                                                                                                                                                    | 80  | 15 | 10  | A1-B1-C1-D1 | 1-59 ; 2-59 |
| <b>Matériel pour drainage thoracique</b>                                                                                                                                                        |     |    |     |             |             |
| AIGUILLE D'EXSUFLATION PNEUMOTHORAX 14G                                                                                                                                                         | 20  | 5  | 0   | A2-B2-C2-D2 | x           |
| DRAIN THORACIQUE type JOLY à embout mousse et mandrin interne CH12 ou CH14 ou CH16 (environ 15cm)                                                                                               | 60  | 5  | 20  | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63 |
| DRAIN THORACIQUE type JOLY à embout mousse et mandrin interne CH24 (30cm ou 40cm)                                                                                                               | 60  | 5  | 20  | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63 |
| VALVE DOUBLE DRAINAGE THORACIQUE type HEIMLICH adaptée aux drains                                                                                                                               | 60  | 5  | 20  | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63 |
| <b>Matériel d'aspiration</b>                                                                                                                                                                    |     |    |     |             |             |
| SONDE D'ASPIRATION CH6                                                                                                                                                                          | 50  | 10 | 5   | A0-B0-C0-D0 | 1-65 ; 2-65 |
| SONDE D'ASPIRATION CH10 - 50 cm                                                                                                                                                                 | 100 | 15 | 20  | A0-B0-C0-D0 | 1-65 ; 2-65 |
| SONDE D'ASPIRATION CH14 - 50 cm                                                                                                                                                                 | 100 | 15 | 20  | A0-B0-C0-D0 | 1-65 ; 2-65 |
| SONDE D'ASPIRATION CH18 - 50 cm                                                                                                                                                                 | 100 | 15 | 20  | A0-B0-C0-D0 | 1-65 ; 2-65 |
| <b>VOIE URINAIRE</b>                                                                                                                                                                            |     |    |     |             |             |
| POCHE A URINE, SIMPLE STERILE A L'INTERIEUR                                                                                                                                                     | 280 | 20 | 100 | A8-B8-C8-D8 | 1-64 ; 2-64 |
| SONDE DE FOLEY SILICONE CH8                                                                                                                                                                     | 10  | 1  | 3   | A8-B8-C8-D8 | 1-64 ; 2-64 |
| SONDE DE FOLEY SILICONE CH10 ou CH12                                                                                                                                                            | 10  | 1  | 3   | A8-B8-C8-D8 | 1-64 ; 2-64 |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                                                                                                 |                                      |               |               |                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|
| SONDE DE FOLEY SILICONE CH14                                                                                                                    | 40                                   | 5             | 10            | A8-B8-C8-D8     | 1-64 ; 2-64                              |
| SONDE DE FOLEY SILICONE CH16                                                                                                                    | 40                                   | 5             | 10            | A8-B8-C8-D8     | 1-64 ; 2-64                              |
| SONDE DE FOLEY SILICONE CH18                                                                                                                    | 40                                   | 5             | 10            | A8-B8-C8-D8     | 1-64 ; 2-64                              |
| <b>MATERIEL MEDICAL ET NON MEDICAL</b>                                                                                                          |                                      |               |               |                 |                                          |
| ASPIRATEUR DE MUCOSITES ELECTRIQUE avec chargeur -<br>Modèle pouvant tourner dans le parc SMUR                                                  | 4                                    | 1             | 0             | A0-B0-C0-D0     | x                                        |
| ASPIRATEUR DE MUCOSITES MANUEL et/ou PIED                                                                                                       | 18                                   | 2             | 5             | A0-B0-C0-D0     | 1-65 ; 2-65                              |
| ATTELLE AVANT-BRAS ET BRAS, Aluform ou à usage unique                                                                                           | 66                                   | 4             | 25            | A10-B10-C10-D10 | 1-47 ; 2-47                              |
| ATTELLE MEMBRE INFERIEUR, Aluform ou à usage unique                                                                                             | 64                                   | 6             | 20            | A10-B10-C10-D10 | 1-45 ; 1-46<br>2-45 ; 2-46               |
| BANDELETTES DE GLYCEMIE pour lecteur de glycémie                                                                                                | 300 (6 flacons de 50<br>bandelettes) | 50 (1 flacon) | 50 (1 flacon) | A6-B6-C6-D6     | 1-11 ; 2-11                              |
| BASSIN PLASTIQUE                                                                                                                                | 40                                   | 0             | 20            | x               | 1-37 ; 1-38<br>2-37 ; 2-38               |
| BASSIN RENIFORME                                                                                                                                | 1000                                 | 50            | 400           | A9-B9-C9-D9     | 1-41 ; 2-41                              |
| CASQUE D'URGENCE                                                                                                                                | 10                                   | 2             | 1             | A0-B0-C0-D0     | 1-41 ; 2-41                              |
| COLLECTEUR D'AIGUILLES - 0,4 litre environ empilables                                                                                           | 40                                   | 5             | 10            | A9-B9-C9-D9     | 1-55 ; 2-55                              |
| COLLIER CERVICAL - Adulte et Pédiatrique, à usage multiple ou à<br>usage unique                                                                 | 120                                  | 5             | 50            | A10-B10-C10-D10 | 1-66 ; 2-66                              |
| CUVETTE PLASTIQUE                                                                                                                               | 50                                   | 5             | 15            | A9-B9-C9-D9     | 1-41 ; 2-41                              |
| ECHARPE                                                                                                                                         | 100                                  | 0             | 50            | x               | 1-42 ; 2-42                              |
| GARROT PLAT CAOUTCHOUC - Adulte                                                                                                                 | 90                                   | 10            | 25            | A3-B3-C3-D3     | 1-31 ; 2-31                              |
| GARROT PLAT CAOUTCHOUC - Enfant                                                                                                                 | 52                                   | 3             | 20            | A3-B3-C3-D3     | 1-31 ; 2-31                              |
| GARROT PNEUMATIQUE                                                                                                                              | 30                                   | 3             | 9             | A9-B9-C9-D9     | 1-31 ; 1-37 ; 1-38<br>2-31 ; 2-37 ; 2-38 |
| GARROT TOURNIQUET - Adulte, de préférence de couleur                                                                                            | 180                                  | 20            | 50            | A4-B4-C4-D4     | 1-31 ; 2-31                              |
| LAMPE ELECTRIQUE FRONTALE                                                                                                                       | 10                                   | 2             | 1             | A9-B9-C9-D9     | 1-41 ; 2-41                              |
| LECTEUR DE GLYCEMIE                                                                                                                             | 6                                    | 1             | 1             | A6-B6-C6-D6     | 1-11 ; 2-11                              |
| MANCHETTE PRESSION pour POCHE                                                                                                                   | 80                                   | 10            | 20            | A9-B9-C9-D9     | 1-60 ; 2-60                              |
| MASQUE A VISIERE ou BAVETTE HAUTE PROTECTION                                                                                                    | 100                                  | 5             | 40            | A8-B8-C8-D8     | 1-63 ; 2-63                              |
| POUSSE-SERINGUE ELECTRIQUE avec chargeur - Modèle<br>pouvant tourner dans le parc SMUR                                                          | 4                                    | 1             | 0             | A0-B0-C0-D0     | x                                        |
| RESPIRATEUR VOLUMETRIQUE PNEUMATIQUE avec témoin<br>d'alarme - Modèle pouvant tourner dans le parc SMUR, à distinguer<br>de la dotation PIRATOX | 4                                    | 1             | 0             | A0-B0-C0-D0     | x                                        |

**DOTATION MEDICALE PSM 2**  
**Liste par catégories de produits et matériels**

|                                                                          |                              |                      |                                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| STÉTHOSCOPE BI-AURICULAIRE                                               | 50                           | 10                   | 5                              | A9-B9-C9-D9 | 1-63 ; 2-63 |
| TENSIOMÈTRE DE VAQUEZ - Adulte                                           | 40                           | 10                   | 0                              | A9-B9-C9-D9 | x           |
| TENSIOMETRE DE VAQUEZ - Enfant                                           | 12                           | 3                    | 0                              | A9-B9-C9-D9 | x           |
| THERMOMETRE A HYPOTHERMIE de préférence au gallium                       | 26                           | 4                    | 5                              | A8-B8-C8-D8 | 1-63 ; 2-63 |
| <b>DIVERS</b>                                                            |                              |                      |                                |             |             |
| EAU de BOISSON faiblement minéralisée (bouteille plastique de 1,5 litre) | 45 litres soit 30 bouteilles | 0                    | 22,5 litres soit 15 bouteilles | x           | 1-18 ; 2-18 |
| PILES POUR LAMPE FRONTALE qs par lampe                                   | 10                           | 2                    | 1                              | A9-B9-C9-D9 | 1-41 ; 2-41 |
| PILES POUR LARYNGOSCOPE qs par manche                                    | 48                           | 8                    | 8                              | A2-B2-C2-D2 | 1-63 ; 2-63 |
| PILES POUR LECTEUR DE GLYCEMIE qs par lecteur                            | qsp 2 jeux / lecteur         | qsp 2 jeux / lecteur | qsp 2 jeux / lecteur           | A6-B6-C6-D6 | 1-11 ; 2-11 |
| RASOIR 1 LAME 2 TRANCHANTS à usage unique                                | 140                          | 10                   | 50                             | A8-B8-C8-D8 | 1-31 ; 2-31 |
| SAC MORTUAIRE PLASTIQUE                                                  | 200                          | 0                    | 100                            | x           | 1-34 ; 2-34 |
| SAC POUBELLE pour déchets contaminés -100 litres au moins                | 200                          | 25                   | 50                             | A9-B9-C9-D9 | 1-62 ; 2-62 |