

Compat ella®

Compat Ella® Tubulure Simple Voie

La tubulure Compat Ella® Simple Voie est destinée à l'administration de solutions nutritives et / ou à l'hydratation avec la pompe de nutrition entérale Compat Ella®.

Apperçu des caractéristiques

La tubulure se compose d'un **trocart ENPlus**, d'un port de médication avec **robinet ENFit® à 3 voies**, ainsi que d'un embout distal **ENFit®** (connexion à la sonde).


Système anti-débit libre automatique: Toutes les tubulures Compat Ella® disposent d'une technologie de sécurité brevetée **AAFF: Auto-Anti-Free-Flow** afin de protéger le patient contre un écoulement incontrôlé de la nutrition.

Sécurité des patients: Les tubulures Compat Ella® sont fabriquées selon la **norme ISO 80369-3** et les connecteurs ENPlus et ENFit® sont conçus pour être **100 % incompatibles I.V.** afin de prévenir les erreurs de connexions.

Sécurité alimentaire des matériaux: Toutes les tubulures Compat Ella® sont **exemptes de DEHP, de BPA et de latex***.

Compatibilité :

- Poche/Contenant de nutrition avec connecteur ENPlus
- Sonde de nutrition entérale avec connecteur ENFit®
- Seringue avec connecteur ENFit®




Informations de commande

Description	Numéro d'article	Code EAN	Unité de vente
Compat Ella® Tubulure Simple Voie	12298203	7613035474949	30

Connaissez-vous Compat Ella®?

Compat Ella® Tubulure Simple Voie



Composants

- A Trocart ENPlus (connecteur à vis pour le contenant de nutrition) avec bouchon
- B Cassette Compat Ella® avec système anti-débit libre automatique intégré "AAFF"
- C Port de médication avec robinet ENFit® à 3 voies et bouchon
- D Embout distal ENFit® avec bouchon (connexion à la sonde de nutrition ENFit®)

Spécifications

Stérile:	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Emballage:	Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Stockage:	Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
Durée de conservation:	3 ans à partir de la date de fabrication. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation:	Maximum 24h. A usage unique.
Dimensions:	Distance de la nutrition à l'extrémité de la sonde du patient: 230 cm.
Diamètres:	Diamètre nominal intérieur: 3,0 mm. Diamètre nominal extérieur: 4,15 mm.
Marquage CE:	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD.
Empreinte carbone:	Le label «Point vert» indique que Nestlé Health Science assume sa responsabilité en tant que fabricant et contribue au financement du recyclage.
Matériaux:	Tubes: PVC et silicone. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex*. Informations complémentaires disponibles sur demande.

Compat Ella® Tubulure Simple Voie est un dispositif médical de classe IIa pour la nutrition entérale. C'est un produit de santé réglementé, qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabriqué en Italie.

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Nestlé Health Science France - 319543948 RCS Meaux Noisiel - Destiné aux professionnels de santé. - HELLASPIKES417 - 01/2018

* Les pièces ont une teneur totale en DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle) ne dépassant pas les concentrations maximales de 0,1 %.