

Fiche de Stress / Stress form

Référence SPE-ARE-232

Version 02

Date 15/01/2020

Page 1/1

Produit / Product	Référence / Reference
BIOSYNEX COVID-19 BSS	SW40005
BIOSYNEX COVID-19 BSS	SW40005A

Les produits ci-dessus doivent être stockés et conservés entre +2°C et +30°C afin que leur durée de vie soit égale à celle indiquée sur le kit.

The above products should be stored and conserved between +2°C and +30°C, so that their shelf life is equal to the one indicated on the kit.

Ces produits peuvent cependant être transportés et conservés à -20°C pendant 3 jours ou à +55°C pendant 2 jours sans que la durée de vie et les qualités du produit ne soient altérées.

These products however can be transported and stored at a temperature of -20°C for 3 days or at a temperature of +55°C for 2 days, without the life and qualities of the product being altered.

Illkirch-Graffenstaden, 10/11/2020

Emmanuelle MARFING
Head of Quality and Regulatory Department / Responsable Qualité et Réglementaire

