


Circuit Patient Usage Unique Osiris 3 COVID19 x7 Code Produit ALMS : KG501522

Circuit patient
simple branche



Valve
expiratoire*

Capteur de
débit

Éléments de la fiche technique :

Circuit patient Osiris avec valve expiratoire et capteur de débit.

Ce circuit patient est compatible avec Osiris 3.

- Longueur : 1,8 m
- Diamètre : 22 mm

Le circuit est équipé d'un connecteur 22F qui se branche à la sortie du ventilateur.

Ce circuit est assemblé avec un capteur de débit expiratoire à usage unique compatible avec la valve expiratoire pour Osiris dont l'embout est 15M.


Conditionnement par 7.



Pour la bonne utilisation de cet ensemble de circuit patient, il est nécessaire de se munir d'un adaptateur droit 22M - 22M/15F usage unique x40 commandable sous la référence KY732709.

*:valve expiratoire historiquement autoclavable. Cette valve est utilisée à usage unique dans cet assemblage de circuit patient Osiris 3 COVID19

Circuit Patient Usage Unique Osiris 3 COVID19 x7 Code Produit ALMS : KG501522



Exemple de configuration Circuit Patient Usage Unique Osiris 3